



Borstkolf

NL Gebruiksaanwijzing

To find your local representative please consult www.ameda.com/distributors
or contact internationalsales@ameda.com

Hartelijk dank voor uw keuze voor Ameda!


We helpen u graag uw doelen op het gebied van borstvoeding te bereiken, gedurende uw gehele borstvoedingsperiode. Met onze Ameda-borstkolf en het HygieniKit®-melkopvangsysteem kunt u uw moedermelk veilig en efficiënt afkolven en opvangen.

De Ameda HygieniKit is een gesloten systeem met een membraan dat de lucht in de pomp en buisjes weghoudt bij de onderdelen van de pomp die in aanraking komen met uw moedermelk. Zo blijven de buisjes droog. Het membraan zorgt ervoor dat er geen melk in de buisjes kan lopen.


Op www.ameda.com vindt u meer informatie over borstvoeding, kolven of Ameda-producten. Voor verdere productinformatie of feedback in andere landen vindt u op www.ameda.com een lijst met distributeurs buiten de VS.

Betekenis van symbolen

 Waarschuwing

 Opgelet

 Belangrijk


 Reinigingsinstructie


 Ja


 Nee


 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing


 Breekbaar


 Beschermen tegen zonlicht


 Droog houden

 Temperatuurbepanking bij transport/opslag

 Vochtigheidsbepanking bij transport/opslag


 Temperatuurbepanking bij gebruik

 Vochtigheidsbepanking bij gebruik

 Drukbeperking bij gebruik

 Uiterste gebruiksdatum

 Fabrikant


 Dit product voldoet aan de toepasselijke Europese verordeningen en staat onder toezicht van een Aangemelde Instantie.


 Serienummer


 Catalogusnummer


 Meeteenheid

 Klasse II/Dubbel geïsoleerd

 Type BF toegepast onderdeel

 Bescherming tegen binnendringen van vaste voorwerpen en vloeistoffen

 Afval van elektrische en elektronische apparatuur

 Gevolmachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

INHOUDSOPGAVE

1. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN	4
2. BEOOGD GEBRUIK	6
3. CONTRA-INDICATIES VOOR GEBRUIK	7
4. PRODUCTBESCHRIJVING	7
5. MONTAGE-INSTRUCTIES	8
5.1 Vóór het eerste gebruik: De HygieniKit reinigen.....	8
5.2 Het HygieniKit-melkopvangsysteem in elkaar zetten.....	9
6. CONTROLE VOOR KOLVEN	11
7. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK	11
7.1 Aansluiten op stroom.....	11
7.2 Bedieningsknoppen	12
7.3 Pictogrammen en modi op lcd.....	13
7.4 Kolven starten	14
7.5 De maat van de borstschelp bepalen.....	16
7.6 Richtlijnen voor het bewaren van moedermelk.....	16
8. DE HYGIENIKIT REINIGEN	17
9. ONDERHOUD	18
9.1 Controle borstkolfventiel.....	18
9.2 Opslag en vervoer	18
10. PROBLEMEN OPLOSSEN	19
11. GARANTIE	21
12. TECHNISCHE GEGEVENS	22
12.1 Specificaties	22
12.2 Elektromagnetische compatibiliteit	23
12.3 Productverwijdering.....	26
13. GEBRUIKS- EN OPSLAGOMSTANDIGHEDEN	27
14. GEBRUIKEN OP REIS OF IN HET BUITENLAND	27
15. AMEDA ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	28

1. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN




De volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen moeten bij het gebruik van elektrische apparaten in acht worden genomen, vooral als er kinderen aanwezig zijn.

LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

GEVAAR: Om het risico op elektrische schokken te verminderen:

- Trek na gebruik altijd onmiddellijk de stekker van het elektrische apparaat uit het stopcontact.
- **GEBRUIK HET APPARAAT NIET** in bad, onder de douche of in een zwembad.
- **PLAATS OF BEWAAR HET APPARAAT NIET** waar het kan vallen of in een bad, douche, gootsteen of zwembad kan worden getrokken.
- **PLAATS HET APPARAAT NIET** in water of een andere vloeistof en laat het er NIET in vallen.
- **PROBEER HET ELEKTRISCHE APPARAAT NIET** te pakken als het in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Het **WAARSCHUWINGS** SYMBOOL geeft belangrijke veiligheidsmaatregelen aan die, indien ze niet worden gevolgd, tot letsel of schade aan de borstkolf kunnen leiden. De waarschuwingssymbolen met de volgende woorden staan voor:

	WAARSCHUWING Kan leiden tot zware letsels of de dood.
	OPGELET Kan leiden tot lichte letsels.
	BELANGRIJK Kan leiden tot materiële schade.



WAARSCHUWING: Om brand, elektrische schokken, ernstige brandwonden of letsels te voorkomen:

- **LAAT HET APPARAAT NOOIT** onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit.
- Wees extra voorzichtig als u het apparaat in de buurt van kinderen of personen met een beperking gebruikt.
- Gebruik dit apparaat **ALLEEN** voor het beoogde gebruik zoals in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven.
- **GEBRUIK GEEN** onderdelen die niet worden aanbevolen door de fabrikant.
- Controleer voor gebruik altijd of de stroomadapter is beschadigd of blootliggende draden heeft. Gebruik de stroomadapter niet indien er kabels beschadigd zijn en/of blootliggen; neem in dat geval contact op met de ParentCare-klantenservice van Ameda op + 1 866 992 6332.

- **GEBRUIK HET ELEKTRISCHE APPARAAT NOOIT:** als het snoer of de stekker is beschadigd, als het niet correct werkt, als het is gevallen, beschadigd of nat geworden.
- Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.
- **PLAATS DE BATTERIJEN NIET** achterstevoren, laad ze niet op, steek ze niet in brand en gebruik ze niet samen met andere batterijen. Dit kan leiden tot explosie of lekkage met letsels tot gevolg. Vervang alle batterijen tegelijk.
- **GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT** terwijl u slaapt of slaperig bent.
- **STOP NOOIT** vreemde objecten in een opening of buisjes.

Omgevingsomstandigheden die het gebruik beïnvloeden

- **GEBRUIK HET APPARAAT NIET** buiten met een elektrisch snoer.
- **GEBRUIK HET APPARAAT NIET** waar zuurstof- of aerosolsprayproducten worden gebruikt.



WAARSCHUWING: Gezondheidsrisico's vermijden en risico op verwonding beperken:

Dit apparaat is bedoeld voor persoonlijke verzorging en gebruik door één enkele gebruiker. Dit product mag niet worden gedeeld, verkocht of aan een andere gebruiker worden doorgegeven. Kolven verhindert niet dat stoffen of infecties via de moedermelk naar de baby worden overgebracht.

Opmerking: Gebruik het apparaat niet indien beschadigd. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

- **GEBRUIK DE POMP NIET** tijdens het rijden.
- Kolven kan weeën opwekken, **GEBRUIK NIET** tijdens de zwangerschap tenzij uw borstvoedingsspecialist of zorgverlener het toelaat.
- Reinig alle onderdelen (borstschelp, membraan, ventiel en fles) die in contact komen met de borst of moedermelk vóór het eerste gebruik en na elk gebruik.
- **GEBRUIK GEEN** andere onderdelen dan die door de fabrikant worden aanbevolen
- **BRENG GEEN** mechanische of elektrische wijzingen aan de kolfunit aan.
- Controleer voor elk gebruik alle benodigde kolfonderdelen. Controleer de onderdelen op barsten, afschilfering, scheuren en slijtage. **GEBRUIK DE KOLF NIET;** neem onmiddellijk contact op met de ParentCare-klantenservice van Ameda op +1 866 992 6332 .
- **BLIJF NIET** kolven na meer dan 2 opeenvolgende kolfsessies als er geen resultaat is.
- **VERWARM OF ONTDOOI BEVROREN MOEDERMELK NIET** in de magnetron of kokend water. In de magnetron kunnen vloeistoffen ongelijkmatig worden opgewarmd. Zowel opwarmen in de magnetron als in kokend water kan leiden tot brandwonden.

GEVAAR OP WURGING: Houd buisjes en snoeren buiten bereik van kinderen.

VERSTIKKINGSGEVAAR: Kleine onderdelen, **NIET** voor kinderen onder 3 jaar.



OPGELET: Kan leiden tot lichte letsels:

- Verwijder voor het gebruik van de stroomadapter de batterijen als deze in de kolfunit aanwezig zijn.
- Draai het snoer **NIET** rond de adapter.
- Gebruik **ALLEEN** de wisselstroomadapter die voor de Ameda Mya Joy-borstkolf is aanbevolen.
- Maak de buisjes **NIET** korter en verander de borstkolfset niet.
- Zorg ervoor dat de spanning van de stroomadapter compatibel is met de stroombron.
- Sluit de wisselstroomadapter aan op de kolfunit alvorens deze in het stopcontact te steken.
- Verwijder de wisselstroomadapter uit de stroombron en verwijder de batterijen alvorens de kolfunit te reinigen met een vochtige doek.
- Houd uit de buurt van stof, pluis of direct zonlicht, omdat er schade kan ontstaan aan de borstkolf waardoor de snelheid en zuigkracht kunnen verminderen.
- **PROBEER DE BORSTSCHELP NIET** van de borst te verwijderen tijdens het kolven. Schakel de borstkolf uit, verbreek de aanzuiging tussen de borst en de borstschelp met de vinger en verwijder vervolgens de borstschelp van de borst.
- Plaats de borstkolf **ALTIJD** op een horizontale vlakke ondergrond bij het gebruik van het apparaat.
- **VERVANG DE BATTERIJEN NIET** en open het batterijvak **NIET** als de borstkolf is ingeschakeld.
- Verwijder de batterijen alvorens u het apparaat opbergt voor een langere periode.



BELANGRIJK: Kan leiden tot materiële schade.

- **PLAATS HET ELEKTRISCHE APPARAAT NOOIT** in water of een sterilisator. Dit kan blijvende schade aan de borstkolf veroorzaken.
- **GEBRUIK GEEN** antibacteriële of agressieve reinigingsmiddelen bij het reinigen van de borstkolf of de onderdelen van de borstkolf.
- Als de plastic flessen of plastic borstkolfonderdelen bevroren zijn, kunnen ze breekbaar worden of breken als ze vallen.
- **DOE DE FLESSEN NIET** te vol. Vervang de flessen alvorens ze overlopen.
- Flessen en borstkolfonderdelen kunnen beschadigd raken als ze verkeerd worden gebruikt, bijv. door vallen, te hard aandraaien of omgooien.
- Controleer altijd de flessen of borstkolfonderdelen alvorens te kolven. Gooi de moedermelk weg als de flessen of borstkolfonderdelen beschadigd zijn.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

2. BEOOGD GEBRUIK


De Ameda Mya Joy-borstkolf van Ameda is bedoeld om moedermelk uit de borsten van een borstvoedende moeder af te kolven en op te vangen, om vervolgens de gekolfde melk aan een baby te geven.

3. CONTRA-INDICATIES VOOR GEBRUIK

Er zijn geen contra-indicaties bekend voor het gebruik van dit apparaat.

4. PRODUCTBESCHRIJVING

Ameda Mya Joy & HygieniKit-
melkopvangsysteem



Inhoud

1. Ameda Joy-kolfunit

2. Stroomadapter

Ameda HygieniKit-
melkopvangsysteem

3. Koppelstuk

4. Buisje(s)

5. Koppelingsdeksel

6. Membraan

7. Borstschelp (25,0 mm)

8. Siliconen membraan

9. Fles

10. Schroefdop voor fles


11. Schroefplaatje voor fles

5. MONTAGE-INSTRUCTIES

5.1 Vóór het eerste gebruik: HygieniKit reinigen

Bereid het apparaat voor het eerste gebruik als volgt voor, tenzij anders aangegeven door uw zorgverlener:

1. **MAAK** de koppelingsdeksel los van de borstschelp.
2. **LEG DE** koppelingsdeksel, buisjes en het koppelstuk terzijde— deze hoeft u niet te demonteren. Deze 3 delen **HOEVEN NIET** te worden gereinigd voor het eerste gebruik of na elk gebruik — de melk komt niet rechtstreeks in contact met deze delen.



REINIG DE koppelingsdeksel, de buisjes en koppelstuk niet.

Haal de overige onderdelen, het membraan, de borstschelp, het ventiel en de melkbewaarflessen, samen met de schroefring en het afsluitplaatje, uit elkaar. Deze onderdelen kunnen in aanraking komen met moedermelk zodra u begint te kolven.



WAS DE HANDEN ALTIJD grondig met water en zeep.

STERILISEREN door uitkoken



BELANGRIJK: Leg de buisjes, koppelingsdeksel en het koppelstuk terzijde. Deze onderdelen moeten **NIET** worden gewassen. De kokende onderdelen mogen de bodem van de pan **NIET** raken. Dit kan de onderdelen beschadigen.



WAARSCHUWING: LAAT KOKENDE ONDERDELEN NIET onbeheerd achter. Haal de onderdelen voorzichtig uit het kokende water om brandwonden te voorkomen. Kokend water en stoom van kokend water kunnen ernstige brandwonden veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer de onderdelen in het kokend water liggen of wanneer u ze eruit haalt.

STERILISEREN in de magnetron: Volg de instructies van de fabrikant van de zak op.



BELANGRIJK: Leg de buisjes, koppelingsdeksel en het koppelstuk terzijde. Deze onderdelen moeten **NIET** worden gewassen.

- Maak de onderdelen van de pomp eerst goed schoon, anders worden de melkresten aan de onderdelen 'gekookt' en vormen deze een broedplaats voor bacteriën.
- Controleer de onderdelen van de borstkolf zowel voor als na de sterilisatie op barsten, afschilfering, scheuren of andere vervormingen.




WAARSCHUWING: Wees voorzichtig. Het grootste risico bij sterilisatiezakken is het risico op brandwonden. Moeders en verzorgers dienen daarom de zak heel voorzichtig uit de magnetron te nemen.

5.2 Het HygieniKit-melkopvangsysteem in elkaar zetten

Was de handen als de kolfondere delen droog zijn en zet het HygieniKit-melkopvangsysteem (borstkolf) in elkaar.

1



2



PAK VAST bij de rand of de dikkere zijden van het ventiel.

3




DRUK het ventiel op de onderkant van de borstschelp.



4
DRAAI het ventiel op de fles
 of **MAAK HET VAST** aan
 het melkbewaarzakje.



5
PLAATS het membraan
 bovenaan op de borstschelp.
*Het is belangrijk dat de
 binnenkant van het membraan
 volledig DROOG is om te
 voorkomen dat er vocht in de
 buisjes ontstaat.*



6
MAAK de koppelingsdeksel(s)
 vast door deze op de bovenkant
 van de borstschelp(en) te
 drukken tot u hoort dat
 het vastklikt.



7
 De buisjes moeten steeds aan
 de koppelingsdeksel(s) en het
 koppelstuk zijn **VERBONDEN**.
*Als u deze los hebt gemaakt,
 maak dan de buisjes vast aan
 de koppelingsdeksel(s) en aan
 het koppelstuk.*



8a
**GEMONTEERDE
 HYGIENIKIT** voor afkolven
 uit één borst.



8b
**GEMONTEERDE
 HYGIENIKIT** voor afkolven
 uit beide borsten.

Kolfonderdelen kunnen verschillen.

6. CONTROLE VOOR KOLVEN



BELANGRIJK: Controleer eerst de onderdelen op barsten, afschilfering, scheuren en slijtage alvorens de Ameda Mya Joy en de HygieniKit te gebruiken. Dit kan de werking van de kit beïnvloeden. Neem contact op met de plaatselijke distributeur of de plaats waar u de borstkolf heeft gekocht als beschadigde onderdelen moeten worden vervangen. Gebruik geen beschadigde onderdelen. Ga voor een overzicht van distributeurs in uw land naar www.ameda.com.

7. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

7.1 Aansluiten op stroom

Elektrische bron kiezen en controleren



WISSELSTROOMADAPTER



WAARSCHUWING: Gebruik **ALLEEN** de wisselstroomadapter die voor de Ameda Mya Joy is aanbevolen. Wisselstroomadapters met een stekker voor Australië, het Verenigd Koninkrijk, Europa of een andere internationale stekker zijn niet bedoeld voor gebruik in de Verenigde Staten of Canada.



WAARSCHUWING: Controleer de wisselstroomadapter altijd op schade zoals knikken of verdraaiingen in het snoer, of versleten of blootliggende draden. Staak het gebruik onmiddellijk in geval van schade en neem contact op met de klantenservice op +1 866 992 6332.

1. **VERWIJDER** eventueel aanwezige batterijen uit de kolfunit alvorens de wisselstroomadapter te gebruiken.
2. **DRUK** het kleine uiteinde van de wisselstroomadapter links in de kolfunit zoals aangegeven.
3. **STEEK** het andere uiteinde in het stopcontact.

TIP: GEBRUIK nieuwe premium-batterijen (zoals Energizer, Duracell). Plaats deze op de juiste manier, zoals aangegeven.

BATTERIJEN



WAARSCHUWING: PLAATS DE

BATTERIJEN NIET verkeerd om, laad ze niet op, steek ze niet in brand en gebruik ze niet samen met andere batterijen. Dit kan leiden tot explosie of lekkage met letsels tot gevolg. Vervang alle batterijen tegelijk.



1. **OPEN** het batterijvak aan de onderkant van de kolfunit.
2. **PLAATS** vier nieuwe AA-batterijen zoals aangegeven.
3. **SLUIT** het batterijvak.

Melding batterijen bijna leeg

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, wordt op het lcd-scherm de melding 'Lo' weergegeven. U kunt dan alle batterijen vervangen of de wisselstroomadapter gebruiken.

7.2 Bedieningsknoppen


A. KNOP AAN/UIT

B. MODUSSELECTIEKNOP


Schakelt tussen de stimulatiemodus en de kolfmodus

C. VACUÛMNIVEAU - / +

Verlaagt of verhoogt de zuigkracht bij het kolven



7.3 Pictogrammen en modi op lcd



A. TIMERWEERGAVE

Houdt de kolftijd bij. Schakelt automatisch uit na 45 minuten.

B. STIMULATIEMODUS

Imiteert het snelle zuigpatroon van de baby (hoge snelheid, weinig zuigkracht) om de melkproductie op gang te brengen. Dit pictogram verdwijnt als de kolfmodus is ingeschakeld.

OPMERKING: Na twee minuten schakelt de pomp automatisch over naar de kolfmodus, tenzij u dit vooraf handmatig heeft aangepast.

C. ZUIGKRACHTNIVEAU

De zuigkracht bij het kolven. De Ameda Mya Joy heeft 2 instelbare zuigmodi:

- Stimulatiemodus: niveau 1 - 6
- Kolfmodus: niveau 1 - 12

U kunt de zuigkracht aanpassen door op de knop  of  te drukken om het niveau te verlagen of verhogen.

D. KOLFMODUS

Imiteert het langzame, gelijkmatige zuigpatroon van de baby (lagere snelheid, meer zuigkracht) om zacht en efficiënt meer melk af te kolven. Dit pictogram verdwijnt als de stimulatiemodus is ingeschakeld.

7.4 Kolven starten

STAP 1: DE STROOMADAPTER AANSLUITEN

Sluit de stroomadapter aan aan de LINKERKANT van de kolfunit.



STAP 2: DE BUISJES AANSLUITEN

Sluit de buisjes aan op het koppelstuk aan de RECHTERKANT van de kolfunit en draai ze licht rechtsom terwijl u ze stevig aandruwt.



A. Voor **DUBBELAFKOLVEN**:
Beide buisjes moeten op het koppelstuk zijn aangesloten.




B. Voor **ENKELAFKOLVEN**:
Verwijder een buisje van het koppelstuk en sluit een uiteinde af.



STAP 3: DE BORSTSCHELP OP DE BORST PLAATSEN


Plaats de borstschelp op het midden van de borst om zuiging te creëren.

Controleer de maat van de borstschelp als het kolven onaangenaam aanvoelt. Mogelijk is een grotere of kleinere borstschelp nodig. Zie paragraaf voor het bepalen van de juiste maat van uw borstschelp.



STAP 4: DE POMP INSCHAKELEN

Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Het staat om te beginnen op de stimulatiemodus.




STAP 5: HET VACUÛMNIVEAU AANPASSEN

Stel het vacuÛmniveau voor stimulatie in op stand 1 tot 6, afhankelijk van wat u het meest comfortabel vindt. Stel de borstkolf nooit in op een oncomfortabel niveau.


TIP: Begin met een lage zuigkracht en verhoog deze vervolgens geleidelijk tot u uw comfortniveau hebt gevonden. Het kan zo zijn dat u op verschillende dagen, in de loop van de dag of zelfs tijdens dezelfde kolfsessie een ander comfortniveau prettig vindt.

OPMERKING: Na twee minuten schakelt de pomp automatisch over op de kolfmodus, tenzij u dit vooraf handmatig heeft aangepast.



STAP 6: MODUS AANPASSEN


Als uw melkproductie eenmaal op gang is, schakelt u over op de kolfmodus door op de Modusknop te drukken.



STAP 7: VACUÛMNIVEAU AANPASSEN

Stel het vacuÛmniveau voor kolven in op stand 1 tot 12, afhankelijk van wat u het meest comfortabel vindt. Stel de borstkolf nooit in op een oncomfortabel niveau.


TIP: Begin met een lage zuigkracht en verhoog deze vervolgens geleidelijk tot u uw comfortniveau hebt gevonden. Het kan zo zijn dat u op verschillende dagen, in de loop van de dag en zelfs tijdens dezelfde kolfsessie een ander comfortniveau prettig vindt.



STAP 8: KOLFSESSIE BEËINDIGEN




Wanneer u wilt stoppen met kolven, drukt u eerst op de aan/uit-knop en vervolgens verwijdert u de melkopvangset van uw borst.

TIP: Plaats nadat de pomp is uitgeschakeld INDIEN NODIG een vinger tussen de borst en de borstschelp om de aanzuiging te verbreken.



7.5 De maat van de borstschelp bepalen

Controleer de maat van de borstschelp als het kolven onaangenaam aanvoelt. Mogelijk is een grotere of kleinere borstschelp nodig.



GOEDE PASVORM	VENTIEL TE KLEIN	VENTIEL TE GROOT
Tijdens het kolven beweegt de tepel vrij in het kanaal van de borstschelp. U ziet ruimte rond de tepel. Er wordt niet te veel tepelhof in het kanaal gezogen.	Tijdens het kolven schuurt een deel of de volledige tepel tegen het kanaal van de borstschelp.	Tijdens het kolven wordt meer tepelhof met de tepel in de borstschelp gezogen. Uw tepelhof kan tegen de rand van het kanaal schuren.

7.6 Richtlijnen voor het bewaren van moedermelk

OPMERKING: label melk die na invriezen is ontdooid als ontdooid als deze volledig ontdooid is (d.w.z. geen ijskristallen aanwezig). Gebruik de tijd tot de melk volkomen ontdooid is als basis aanvaardbare tijdbeperingen voor gebruik, bepaal deze niet wanneer de melk uit de vriezer wordt genomen.

Menselijke melk	Kamertemperatuur	Tijd in koelkast	Tijd in vriezer
Vers gekolfd	Minder dan 6 uur	Minder dan 5 dagen	Ideaal: 3 maanden Optimaal: minder dan 6 maanden Aanvaardbaar: korter dan 12 maanden in een diepvries (-20° of lager)
Eerder ingevroren, ontdooid in koelkast maar niet verwarmd	Minder dan 4 uur	Minder dan 24 uur	Niet opnieuw invriezen
Eerder ingevroren en op kamertemperatuur gebracht	Tot einde van voeding - maximaal een uur op kamertemperatuur, dan weggooien	Minder dan 4 uur	Niet opnieuw invriezen
Zuigeling is aan voeding begonnen	Tot einde van voeding, dan koelen gedurende minder dan 4 uur	Minder dan 4 uur	Niet opnieuw invriezen
Eerder ingevroren en ontdooid gepasteuriseerde menselijke donormelk	Minder dan 4 uur	Minder dan 48 uur	Niet opnieuw invriezen
Ingevroren gepasteuriseerde menselijke donormelk in een diepvries	N.v.t.	N.v.t.	9 - 12 maanden vanaf de datum van kolven


Bron: Jones, F. Best Practice for Expressing, Storing and Handling Human Milk in Hospitals, Homes and Child Care Settings. Forth Worth, Texas (VS): Human Milk Banking Association of North America, 2019.

8. DE HYGIENIKIT REINIGEN

Na elk gebruik: HygieneKit reinigen

1. **MAAK** de koppelingsdeksel los van de borstschelp.
2. **LEG DE** koppelingsdeksel, buisjes en het koppelstuk terzijde— deze hoeft u niet te demonteren. Deze 3 onderdelen **HOEVEN NIET** te worden gereinigd voor het eerste gebruik of na elk gebruik— de melk komt niet rechtstreeks in contact met deze delen.

Haal de overige onderdelen, de membranen, de borstschelpen, het ventiel en de melkbewaarflessen, samen met de schroefring en het afsluitplaatje uit elkaar. Deze onderdelen kunnen in aanraking komen met moedermelk zodra u begint te kolven.



REINIG DE koppelingsdeksel, de buisjes en het koppelstuk niet.




WAS DE HANDEN ALTIJD grondig met water en zeep.

REINIGEN: Reinigen met warm water met zeep


Bereid het product na elk gebruik als volgt voor, tenzij anders aangegeven door uw zorgverlener:




BELANGRIJK: Leg de buisjes, koppelingsdeksel en het koppelstuk terzijde. Deze onderdelen moeten **NIET** worden gewassen.




SPOEL de melkresten van de kolfonderdelen onder koud water.



Reinig alle onderdelen **MET DE HAND**, met uitzondering van de buisjes, koppelingsdeksel en het koppelstuk, met warm water en zeep. Steek niets in het ventiel tijdens het reinigen.



SPOEL grondig af met warm, schoon water.



Laat elk onderdeel **DROGEN** op een schoon oppervlak.

*Ameda raadt niet aan om voorwerpen in de ventielen en terugstroombeveiliging te steken bij het reinigen. Indien u een borstel of sterilisatiezakken wilt gebruiken, is het echter zeer belangrijk om de borstkolf voor en na gebruik te controleren op barsten, afschilfering, scheuren en vervorming.

Kolfonderdelen kunnen verschillen.



BELANGRIJK: de borstschelpen en flessen kunnen ook in het bovenste rek van een gewone vaatwasser worden gereinigd. **GEBRUIK GEEN** oplos- of schuurmiddelen. Laat drogen op een schoon oppervlak. **PLAATS GEEN** onderdelen in stoomsterilisatoren voor flessen of sterilisatiezakken voor in de magnetron.

De borstkolf reinigen: Controleer of de stekker uit het stopcontact is genomen alvorens de borstkolf en stroomadapter met een schone, vochtige doek te reinigen.

9. ONDERHOUD

De kolfunit moet niet worden onderhouden, behalve voor het vervangen van de batterijen indien nodig.

9.1 Controle borstkolfventiel



Controleer ventielen op scheuren en gaatjes. Vervang beschadigde ventielen alvorens te kolven. Was de ventielen bij elke reinigingsbeurt. Stop geen schoonmaakborstel of iets gelijkaardig in de ventielen. Wij raden aan om de ventielen ongeveer om de 8 - 12 weken te vervangen, maar dit is afhankelijk van het reinigen en gebruik.

9.2 Opslag en vervoer

Koppel de HygieneKit en de stroomadapter los van de borstkolf alvorens het apparaat op te bergen of te transporteren. Bewaar het product onder omstandigheden zoals beschreven in deze instructies. Verwijder de batterijen alvorens u het apparaat opbergt voor een langere periode. Wees voorzichtig bij het transporteren van het apparaat.

10. PROBLEMEN OPlossen

TRAGE MELKSTROOM, ONGELIJKMATIGE OF GEEN ZUIGKRACHT	<p>CONTROLEER VENTIEL Controleer ventielen op scheuren en gaatjes. Vervang beschadigde ventielen alvorens te kolven. Was de ventielen bij elke reinigingsbeurt. Stop geen schoonmaakborstel of iets gelijkaardig in de ventielen. Wij raden aan om de ventielen ongeveer om de 8 - 12 weken te vervangen, maar dit is afhankelijk van het reinigen en gebruik.</p> <p>CONTROLEER VERBINDING Controleer of het apparaat juist is gemonteerd en of de verbindingpunten stevig zijn vastgemaakt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Koppelstuk naar buisaansluiting• Koppelstuk naar buisjes <p>Controleer of het koppelingsdeksel aan de borstschelp is vastgemaakt. Het kan nuttig zijn om het koppelingsdeksel los te maken en opnieuw aan de borstschelp vast te maken.</p> <p>CONTROLEER MEMBRAAN EN BORSTSCHELP/FLES Controleer membranen op scheuren of gaatjes. Vervang beschadigde membranen alvorens te kolven. Controleer borstschelpen, koppelingsdeksels of flessen op afschilfering, barsten, breuken of andere schade. Vervang beschadigde borstschelpen/koppelingsdeksels/flessen alvorens te kolven.</p> <p>CONTROLEER DE MAAT VAN DE BORSTSCHELP</p> <ul style="list-style-type: none">• Juiste maat: De tepel beweegt vrij in het kanaal van de schelp.• Te klein: De tepel schuurt tegen het kanaal van de schelp.• Te groot: Het tepelhof wordt in het kanaal van de schelp gezogen.
HOORBAAR SISSEND GELUID OF LUCHTLEK	<p>CONTROLEER VENTIEL Controleer ventielen op scheuren en gaatjes. Vervang beschadigde ventielen alvorens te kolven. Was de ventielen bij elke reinigingsbeurt. Stop geen schoonmaakborstel of iets gelijkaardig in de ventielen. Wij raden aan om de ventielen ongeveer om de 8 - 12 weken te vervangen, maar dit is afhankelijk van het reinigen en gebruik.</p> <p>CONTROLEER VERBINDING Controleer of het apparaat juist is gemonteerd en of de verbindingpunten stevig zijn vastgemaakt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Koppelstuk naar buisaansluiting• Koppelstuk naar buisjes <p>Controleer of het koppelingsdeksel aan de borstschelp is vastgemaakt. Het kan nuttig zijn om het koppelingsdeksel los te maken en opnieuw aan de borstschelp vast te maken.</p>

Mocht u nog vragen of problemen hebben, neem dan contact op met het gecertificeerde ParentCare-klantenserviceteam van Ameda op **+1 866 992 6332**.

STOPCONTACT	<p>WISSELSTROOMADAPTER De Ameda Mya Joy is geoptimaliseerd voor het gebruik van de wisselstroomadapter. Controleer of de wisselstroomadapter volledig op de kolfunit is aangesloten. Controleer of er geen batterijen in de kolfunit geïnstalleerd zijn. Zorg ervoor dat de zuigkrachtregelaar niet op 0 staat. Probeer de borstkolf in een ander stopcontact.</p> <p>AA-BATTERIJEN Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst zoals binnenin het batterijvak van de kolfunit wordt getoond. Gebruik nieuwe premium-batterijen (zoals Energizer, Duracell.) Gebruik geen batterijen als de wisselstroomadapter in de kolfunit zit. Als het probleem aanhoudt, kunt u testen of de batterijen nog werken in een ander apparaat op batterijen.</p>
Melding 'Lo' op lcd-scherm	Wanneer de AA-batterijen bijna leeg zijn, wordt op het lcd-scherm de melding 'Lo' weergegeven. U kunt dan alle batterijen vervangen of de wisselstroomadapter gebruiken.
'ERR' op lcd-scherm	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stroomadapter het juiste vermogen heeft (goedgekeurde Ameda-stroomadapter). • Vervang de stroomadapter. • Neem contact op met Ameda op +1 866 992 6332

FCC-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet eventueel ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Let op: wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Ameda, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken doen komen te vervallen.

Opmerking:

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonsituatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiogolven en kan radiogolven uitzenden. Indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het de communicatie via radiogolven verstoren. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Indien dit apparaat de radio- of tv-ontvangst verstoort, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te corrigeren door een of meerdere van de onderstaande maatregelen:

- Plaats de ontvangstantenne anders.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de dealer of een deskundig radio-/tv-technicus om hulp.

11. GARANTIE

DE GARANTIE VAN AMEDA IS NIET OVERDRAAGBAAR TUSSEN PARTICULIEREN. DE MYA JOY ELEKTRISCHE BORSTKOLF VAN AMEDA ("PRODUCT") VALT ALLEEN VOOR DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKER - INSTITUTIONEEL OF INDIVIDUEEL ("EERSTE GEBRUIKER") – ONDER GARANTIE.

Vanaf de aankoopdatum van dit product door de Individuele Gebruiker garandeert Ameda Company Inc. ("Ameda") het product voor de Individuele Gebruiker tegen materiaal- of fabricagefouten gedurende twee jaar voor het kolfmechanisme en 90 dagen voor andere kolfonderdelen met uitzondering van de borstkolfventielen. De enige verplichting van Ameda uit hoofde van deze beperkte garantie is om elk Product dat door Ameda defect is verklaard en waarvan is vastgesteld dat het onder deze uitdrukkelijke beperkte garantie valt, naar eigen keuze te herstellen of te vervangen. Herstelling of vervanging onder deze beperkte garantie is de enige en exclusieve oplossing voor de Eerste Gebruiker.

AANKOOPBEWIJS IN DE VORM VAN EEN VEREFFENDE FACTUUR OF AANKOOPBON DIE AANGEEFT DAT HET PRODUCT BINNEN DE GARANTIEPERIODE VALT, MOET WORDEN OVERGELEGD OM GARANTIE TE VERKRIJGEN.

Deze beperkte garantie wordt door Ameda ENKEL aan de Eerste Gebruiker verleend en is niet overdraagbaar. Neem voor service onder de garantie contact op met Ameda op +1 866 992 6332.

BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OP HET PRODUCT HIERMEE AFGeweZEN. AMEDA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK WEGENS SCHENDING VAN DE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE OP HET PRODUCT OF ENIGE GARANTIE DIE DOOR DE WET WORDT GEÏMPliceERD. BEHALVE DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE ZIJN ER GEEN ANDERE GARANTIES VOOR DIT PRODUCT EN MONDELINGE, SCHRIFTELIJKE OF ENIGE ANDERE VERTEGENWOORDIGING VAN WELKE AARD DAN OOK WORDT HIERBIJ AFGeweZEN.

NIET-TOEPASBAARHEID VAN GARANTIE

Naast alle andere beperkingen die hierboven worden besproken, vervalt de garantie en heeft deze geen enkele invloed op het ontstaan van een van de volgende zaken:

- (i) de oorzaak van de schade aan het product is te wijten aan onjuist gebruik.
- (ii) bij het openen van de motor, wijzigingen, een zelfuitgevoerde herstelling of het gebruik buiten de instructies in deze gebruiksaanwijzing vervalt de garantie.
- (iii) het Product is niet naar behoren onderhouden door de Individuele Gebruiker, zoals bepaald door Ameda.
- (iiii) accessoires of reserveonderdelen die niet door Ameda zijn goedgekeurd, worden met het product gebruikt, zoals bepaald door Ameda.

Indien een van de bovenstaande feiten zich voordoet, is Ameda niet aansprakelijk voor schade aan het Product, onderdelen ervan of verwondingen die direct of indirect daaruit voortvloeien. De hierboven vermelde garantievoorwaarden vervangen alle eerdere schriftelijke of andere garanties met betrekking tot het gekochte Product.

Buiten de Verenigde Staten: Contacteer uw plaatselijke distributeur of de plaats waar u het Product heeft gekocht. Ga voor een overzicht van distributeurs in uw land naar www.ameda.com.

12. TECHNISCHE GEGEVENS

12.1 Specificaties

Productbeschrijving	Elektrische borstkolf
Model	Ameda Mya Joy
Aanzuiging	Stimulatiemodus: Ong. -40~-170 mmHg
	Kolfmodus: Ong. -50~-250 mmHg
Vacuümniveaus	Stimulatiemodus: 6 Niveaus
	Kolfmodus: 12 Niveaus
Cycli per minuut	Stimulatiemodus: 80~120 cycli/min.
	Kolfmodus: 20~65 cycli/min.
Maten borstschelp	25 mm
Stopcontact	Medische wisselstroomadapter - Uitgangsvermogen: 6,0 VDC/1 A, 1000 mA
	Ingangsvermogen: 100-240 VAC, 50/60 HZ Vier AA-batterijen, 1,5 V alkaline (NIET INBEGREPEN)
Batterijduur	Ongeveer 1,5 uur, kan per batterijtype verschillen
Aanvullende functie	Automatische uitschakeling na 45 minuten
Gewicht eenheid	Ong. 232,6 g zonder batterijen
	Ong. 328,4 g met batterijen
Afmetingen eenheid	110 x 93 x 55 mm (L x B x H)
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 5°C~40°C
	Luchtvochtigheid: 15~93% relatieve luchtvochtigheid
	Druk: 70 kPa~106 kPa
Opslagomgeving tijdens transport	Temperatuur: -20°C~55°C
	Luchtvochtigheid: ≤93% relatieve luchtvochtigheid
Verwachte gebruiksduur	Uw apparaat is met de grootst mogelijke zorg ontworpen en ontwikkeld en heeft een verwachte gebruiksduur van 400 uur.
IP-classificatie	IP22
Classificatie	Apparaat met interne voeding, type BF
Beschermingsklasse	Klasse II/Dubbel geïsoleerd

Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

12.2 Elektromagnetische compatibiliteit

Dit apparaat voldoet aan de volgende normen:

IEC 60601-1-11 Medische elektrische apparatuur –Deel 1-11: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestatie - Secundaire Norm: Eisen voor medische elektrische apparatuur en medische elektrische systemen die gebruikt worden voor de medische verzorging in de thuissituatie, en voldoet aan de eisen van de veiligheidsnormen IEC 60601-1-2(EMC), AAMI/ANSI ES60601-1. Daarnaast is de fabrikant ISO 13485-gecertificeerd.


TABEL 1

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies		
Dit apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De koper of gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.		
Emisietest	Conformiteit	Elektromagnetische omgeving - leidraad
Uitgestraalde emissie CISPR 11	Groep 1, klasse B	Het apparaat maakt alleen voor de interne functies gebruik van RF-energie. De emissies zijn derhalve zeer laag en het is niet waarschijnlijk dat ze enigerlei storing veroorzaken in nabije elektronische apparatuur.
Geleide emissie CISPR 11	Groep 1, klasse B	Het apparaat is geschikt voor gebruik binnen alle instellingen, waaronder instellingen met een woonfunctie en instellingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnetwerk dat gebouwen met een woonfunctie van stroom voorziet.
Harmonische emissies IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spanningsschommelingen/ flikkering IEC 61000-3-3	Conform	

TABEL 2

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit (voor medische verzorging in de thuissituatie)			
Dit apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De koper of gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.			
IMMUNITEITStest	IEC 60601 testniveau	Nalevingsniveau	Elektromagnetische omgeving- leidraad
Elektrostatische ontlading (ESO) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV ± 15 kV lucht	± 8 kV contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV ± 15 kV lucht	Vloeren dienen van hout; beton of keramische tegels te zijn. Als de vloerbedekking van synthetisch materiaal is, dient de relatieve luchtvochtigheid minimaal 30% te zijn.
Elektrische transiënt/ burst IEC 61000-4-4	± 2 kV 100 kHz, voor wisselstroomaansluiting	± 2 kV 100 kHz, voor wisselstroomaansluiting	De netstroomkwaliteit dient die van een typische kantoor- of ziekenhuisomgeving te zijn.
Pieken IEC 61000-4-5	± 0,5 kV, ± 1 kV (differentiële modus)	± 0,5 kV, ± 1 kV (differentiële modus)	De netstroomkwaliteit dient die van een typische kantoor- of ziekenhuisomgeving te zijn.
Spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningschommelingen bij ingangslijnen van de stroomvoorziening IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 cyclus Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 315° 0% UT; 1 cyclus en 70% UT; 25/30 cycli Enkelfasig: bij 0° 0% UT; 250/300 cycli	0% UT; 0,5 cyclus Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 315° 0% UT; 1 cyclus en 70% UT; 25/30 cycli Enkelfasig: bij 0° 0% UT; 250/300 cycli	De netstroomkwaliteit dient die van een typische kantoor- of ziekenhuisomgeving te zijn.
Stroomfrequentie (50/60 Hz) magnetisch veld IEC 61000-4-8	30 A/m; 50 Hz of 60 Hz	30 A/m; 50 Hz of 60 Hz	De magnetische velden opgewekt door de netfrequentie dienen die van een typische plaats in een typische kantoor- of ziekenhuisomgeving te zijn.

TABEL 3

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuiniteit (voor medische verzorging in de thuissituatie)			
Dit apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De koper of gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.			
IMMUNITEITStest	IEC 60601 testniveau	Nalevingsniveau	Elektromagnetische omgeving - leidraad
Geleide RF IEC 61000-4-6	3 V voor 0,15-80 MHz; 6 V in ISM en amateur-radiofrequenties tussen 0,15-80 MHz	3 V voor 0,15-80 MHz; 6 V in ISM en amateur-radiofrequenties tussen 0,15-80 MHz	Dragbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet dichterbij onderdelen van het apparaat, inclusief de snoeren, worden gebruikt dan de aanbevolen separatieafstand die wordt berekend uit de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender.
Uitgestraalde RF IEC 61000-4-3	385 MHz, 27 V/m 450 MHz, 28 V/m 710 MHz, 745 MHz, 780 MHz 9 V/m 810 MHz, 870 MHz, 930 MHz 28 V/m 1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz 28 V/m 2450 MHz, 28 V/m 240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz 9 V/m	385 MHz, 27 V/m 450 MHz, 28 V/m 710 MHz, 745 HZ, 780 MHz 9 V/m 810 MHz, 870 HZ, 930 MHz 28 V/m 20 MHz, 1845 HZ, 1970 MHz 28 V/m 2450 MHz, 28 V/m 40 MHz, 5500 HZ, 5785 MHz 9 V/m	Aanbevolen separatieafstand 80 MHz tot 800 MHz 800 MHz tot 2,7 GHz waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender is in watt (W) volgens de opgave van de fabrikant van de zender en d de aanbevolen separatieafstand in meters (m) is. Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals vastgesteld tijdens een elektromagnetisch onderzoek van de plaats, dienen lager te zijn dan het nalevingsniveau in elk frequentiebereik. Interferentie kan voorkomen in de nabijheid van apparatuur waarop het volgende symbool staat: 

TABEL 4

Aanbevolen separatieafstanden tussen draagbare en mobiele RF-apparatuur voor communicatie en het apparaat (voor medische verzorging in de thuisituatie)		
Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin RF-stralingsstoreningen worden beheerst. De koper of gebruiker van het apparaat kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimale separatieafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en het apparaat te handhaven, zoals hieronder wordt aangeraden, volgens het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.		
Nominaal maximaal uitgangsvermogen van zender W	Separatieafstand op basis van de zenderfrequentie m	
	80 MHz tot 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz tot 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,23
0,1	0,38	0,73
1	1,2	2,3
10	3,8	7,3
100	12	23
<p>Voor zenders waarvan het maximale nominale uitgangsvermogen niet hierboven weergegeven is, kan de aanbevolen separatieafstand d in meters (m) bepaald worden met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender. P is hierbij het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) volgens de opgave van de fabrikant van de zender.</p> <p>OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de separatieafstand voor de hogere frequentiebereiken.</p> <p>OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet van toepassing in alle situaties. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van bouwwerken, voorwerpen en mensen.</p>		


12.3 Productverwijdering

Dit product bevat elektrische en elektronische apparatuur.



1. De interne onderdelen van dit product kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. Gooi dit product weg volgens de lokale of regionale systemen en voorschriften voor afvalverwerking.
2. Gooi ze niet weg als ongesorteerd stedelijk afval.
3. Bezoek onze website www.ameda.com voor meer informatie over de milieuprestaties van het product.

13. GEBRUIKS- EN OPSLAGOMSTANDIGHEDEN



Gebruiksomstandigheden



Transport-/opslagomstandigheden

14. GEBRUIKEN OP REIS OF IN HET BUITENLAND



WAARSCHUWING: Gebruik **ALLEEN** de wisselstroomadapter die voor de Ameda Mya Joy-borstkolf is aanbevolen. Wisselstroomstreamadapters met een stekkerconfiguratie voor Australië, het Verenigd Koninkrijk, Europa of een ander internationaal stekkerconfiguratie zijn niet bedoeld voor gebruik in Noord-Amerika.

Als u buiten het land reist waar u de Ameda Mya Joy-borstkolf heeft ontvangen, moet u batterijen of een Ameda Mya Joy-wisselstroomadapter gebruiken die specifiek is voor dat land om de borstkolf te kunnen gebruiken tijdens het reizen.



WAARSCHUWING: U kunt uzelf ernstig verwonden of de borstkolf beschadigen.

15. AMEDA ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

BIJ SOMMIGE BORSTKOLVEN KUNNEN ENKELE OF ALLE VAN DE VOLGENDE ACCESSOIRES ZIJN INBEGREPEN:

U kunt deze extra accessoires of reserveonderdelen ook online, bij een plaatselijke Ameda-verkoper of een door de verzekering gedekte Ameda-leverancier bestellen. Ga naar www.ameda.com voor meer informatie.



Draagtas
Dottie



Draagtas
Minnie



Wisselstroomadapter



Cool'N Carry-
melkbewaartas



Koelelement



Bewaarflessen
voor
moedermelk



Store'N
Pour-
zakjes



Handkolf



Flessenhouders



21,0 mm
Flexishield™-
tepelhof
stimulator



25,0 mm
Borstschelp



28,5 mm
Borstschelpen



28,5 mm
Inzetstuk/
30,5 mm
Borstschelp



32,5/36,0 mm
Borstschelp



Ventiel



Membraan



Buisjes



Koppel-
stuk



Koppeling-
deksel



Schroefring



Afsluitplaatje